

土壤无机磷(S-PHOS)含量检测试剂盒

Soil Inorganic Phosphorus Assay Kit

微量法

货号: AK181

规格: 100T/96S

产品组成及保存条件:

编号	规格	储存条件
AK181-A	10mL×1 瓶	4℃保存。临用前用蒸馏水稀释 10 倍后再用。
AK181-B	5.5mL×1 瓶	4℃保存;
AK181-C	粉剂×1 瓶	4℃避光保存。临用前配制,加入 8 mL 蒸馏水,充分溶解后加入 4 mL AK181-B,混匀。
AK181-标准 20 μ mol/L	2mL×1 支	4℃保存;

※ 正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定。

简介:

意义: 磷是植物必需大量元素。植物主要通过根系从土壤中获得磷元素。土壤磷包括有机磷和无机磷。土壤有机磷经过矿化分解而转化为无机磷,才能进一步被植物吸收利用。

原理: 从土壤中提取无机磷,在酸性环境中,通过钼蓝法定磷,即可计算出无机磷含量。

自备用品:

紫外分光光度计/酶标仪、微量玻璃比色皿/96 孔板、台式离心机、可调式水浴锅,分析天平、可调式移液器、蒸馏水和 100 目筛子。

土壤不同形态磷提取:

无机磷: 称取通过 100 目筛子的风干土样 0.01g,转移到 1mL 离心管,加入 1mL AK181-A,震荡混匀,然后置于 45℃水浴 1h,8000g,25℃离心 10min,取上清液,用于无机磷含量测定。

测定步骤:

1. 分光光度计或酶标仪预热30min 以上,调节波长至 660 nm,蒸馏水调零。
2. 打开水浴锅,调节温度到 40℃。
3. 在 EP 管中依次加入下列试剂

试剂名称	空白管 (ul)	标准管 (ul)	测定管 (ul)
蒸馏水	100	90	90
标准液		10	
上清液			10
AK181-C	100	100	100

混匀后置于 40℃水浴保温 10min,室温冷却 10 min 后于 660 nm 测定吸光度,记为 A 空白管、A 标准管、A 测定管。注意: 空白管和标准管只需测定一次。

土壤磷含量计算:

土壤无机磷含量 (μmol /g) = [C 标准液×(A 测定-A 空白)÷(A 标准-A 空白)]×V 总÷W=0.02×(A 测定-A 空白)÷(A 标准-A 空白)÷W

注: C 标准液: 20 μmol/L; W: 土壤样品质量, g; V 总: 上清液总体积, 1 mL=0.001 L。

注意事项:

AK180-C 配制过程中,可能会产生黑色固体,其不影响结果,注意吸取时不要将黑色固体吸入。